

eakin **Cohesive**[®] large tætningsring til pleje af specielle sår omkring stomien hos Julia som gennemgår immunterapi

Case study indsendt af:

Pierre-Josef Axelle, stomi sygeplejerske, Pitié-Salpêtrière Hospital - Paris

Baggrund

- I 2020 får Julia foretaget en Brickerblære operation.
- I første omgang passer hun selv sin stomi.
- Gennemgår immunterapi. 1. runde hver 3. uge siden oktober 2021.

Problemer

- Oprindelig tilknyttet urologiafdelingen hvor en alkoholbaseret pasta blev ordineret for at forebygge lækager.
- Maj 2022 - Omfattende sår omkring stomien og smertefuld nedbrudt hud krævede henvisning til stomiafdelingen.
- Oplevede tilbagevendende lækager med smerter og brændende fornemmelse.
- Julia er ikke længere i stand til selv at passe sin stomi.

Sygeplejerskens råd

Stomipleje blev ændret til følgende:

- Opstarter brug af en klæbemiddelfjerner spray for at skåne allerede beskadiget hud.
- Vask af huden omkring stomien med vand og uparfumeret sæbe til følsom hud.
- Dup huden tør.
- Fiberbandage anlægges på de 3 sår omkring stomien.
- Stopper med brug af alkoholbaseret pasta. Opstart af eakin **Cohesive**[®] pasta uden alkohol. Desuden vælges eakin **Cohesive**[®] large tætningsring på 98 mm for at dække og beskytte resten af den beskadigede hud omkring stomien.
- Påsætning af pose plus et støttebælte for at understøtte en sikker pasform.



eakin Cohesive® seal

12 maj 2022



23 maj 2022



14 juni 2022



Løsning med eakin Cohesive® large tætningsringe

Efter 2 uger kunne der ses en betydelig forbedring af Julias sår. Da såret var helet, var fiberbandagen ikke længere nødvendig. Blot ved hjælp af eakin **Cohesive**® pasta og eakin **Cohesive**® large tætningsring, var der skabt en effektiv stomipleje.

Hud: Sår er tydeligt ophælet og huden omkring stomien er mærkbart forbedret.

Stomipleje: Julia synes at produkterne nemme at bruge og vil fortsætte med at bruge produkter uden alkohol.

Bigger Life chat: Julia var glad for at slippe for smerter og genvinde sin uafhængighed. Stomi sygeplejersken sagde:

“Der er dokumenteret helende effekt på hele sortimentet af eakintilbehør® og især af 98 mm ringen og pastaen til denne patient.”

Anvendte produkter

eakin **Cohesive**® large
tætningsring 839001



eakin **Cohesive**® pasta
alkoholfri 839010

