

Specifications







	Mini	Standard	Maxi	60 mm convex
Convex depth	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
Flange size	100 mm	100 mm	100 mm	128 mm
Capacity	200 ml	400 ml	600 ml	525 ml

JUSTERBART BLØDT STOMIBÆLTE

Max. længde	Pakningsstørrelse	Varenummer
100 cm	1	839520
175 cm	1	839521



TILBEHØR - UDEN ALKOHOL

Små Cohesive SLIMS® ringe - Modellerbare			
	Den lidt tyndere SLIMS® ring forebygger lækage og giver komfort og sikkerhed til alle typer stomier. (48mm i diameter)	Æske med 30 ringe	839005
Små Cohesive® ringe - Modellerbare			
	Extra tyk ring afhjælper og forebygger tydelige lækageproblemer og hudproblemer. (48mm i diameter)	Æske med 30 ringe	839002
Store Cohesive® ringe - Modellerbare			
	Store ringe dækker et større område omkring stomien. Ideel til urostomi eller for folk med følsom eller ødelagt hud. (98mm i diameter)	Æske med 10 ringe	839001
Cohesive® PASTA			
	ALKOHOLFRI som alle øvrige Cohesive® produkter. Anvendes til extra hudbeskyttelse, til at udfylde ar, folder og andre ujævnheder.	1 tube (60g)	839010
Release™ klæberfjerner			
	Medicinsk klæberfjerner, siliconebaseret, alkoholfri. Tilsat E-vitamin. Anvendes til smertefri og nem fjernelse af klæbere og evt. klæberester.	50ml spray	839023
		30 servietter	839024
Protect™ Hudbeskyttelses Film			
	En siliconebaseret hudbeskyttelses film barriere. Tilsat E-vitamin, Beskytter huden mod skadelige kropsvæsker og stripping.	30 servietter	839025

eakin® 



eakin® 

Manufactured by:
TG Eakin Limited
15 Ballstockart Road
Comber
Northern Ireland
BT23 5QY

CLELY/4NB(DK)

Kontakt os venligst for mere information og gratis prøver



Focuscare Denmark ApS.
Østervangsvej 21
DK-8900 Randers
Telefon: +45 49 26 13 99
Fax: +45 49 21 02 57
Email: info@focuscare.dk
www.focuscare.dk

PELICAN
Pouches
LUKKEDE POSER CONVEXE

HVORFOR IKKE GØRE STOMIPLEJEN MERE ENKEL ?

Lukkede PELICAN poser giver en mere enkel måde at passe stomien på. Fås i convex og flad alm. klæber. Alle posens egenskaber er nøje udtænkt, for at give flest mulige fordele og undgå problemer. Enkelhed i brug er en væsentlig faktor i vores posedesign, som også mange af nedenstående egenskaber viser.

FORDELE VED PELICAN POSEN

PELICAN poserne har et avanceret filtersystem med kontrolleret flow for større forebyggelse af lugt. Filtermærkater ligger i æskerne.

PELICAN posernes klæber er meget hudvenlig og har en hurtig vedhæftningsevne. Den giver en behagelig og sikker tilpasning. Ved behov for ekstra hudbeskyttelse eller ekstra sikkerhed mod lækage kan **Cohesive**® tilbehør anvendes.


For at gøre livet mere enkelt, findes PELICAN poserne i mange forudstansede hulstørrelser for at sikre en god tilpasning til stomien. Er stomien ikke helt rund(så en forudstanset kan findes i korrekt størrelse) vælges den opklipbare. Tydelig klippeguide bagpå. Klæberen er nem at klippe til den korrekte form og størrelse.

Tydeligt markeret snip til at fjerne dækfilmen.

Alle PELICAN poser udmærker sig ved et blødt stofbetræk, som giver mulighed for at bære posen uden støj og med stor komfort.

PELICAN poser er anatomisk formede og passer til din krops form.

ALLE PELICAN poserne har beige blødt stof yderst MED slids. Har du behov for at se din stomi under påsætning af posen - vælg PELICAN med KLAR INDERFOLIE, så du kan se gennem slidsen, eller dække filtret til ved badning. Til enhver anden tid dækker stoffet diskret stomien. Modsat vælges en beige pose med beige inderfolie, hvis man ikke har behov for/ ønsker at kunne se stomien.



FORDELE VED PELICAN CONVEX



Udover alle de samme fordele som beskrevet til venstre har PELICAN lukkede convex poser også følgende fordele:

- PELICAN convex klæberen er meget fleksibel og vil tilpasse sig din maves form. Når du bevæger/bukker dig følger klæberen din mave og du undgår lækage.
- Kan give lav, moderat eller dyb convexitet afhængig af dine behov.
- For maksimal convexitet, kan PELICAN convexe poser anvendes med **Cohesive**® ringe. Dette vil øge dybden af convexiteten mens det forebygger enhver lækage via hudfolder eller ar.
- PELICAN convex poser har bælteører. For øget sikkerhed og tryghed kan bælte anvendes.
- PELICAN convex poser giver maksimal komfort ved at fjerne tendensen til tryksår, som kan ses ved brug af mere stive convexprodukter.

Alle convex produkter bør anvendes i samråd med en stomisygeplejerske.

CONVEXE LUKKEDE PELICAN POSER

Æske med 10 stk.

Hulstørrelser		Standard - klar inderfolie	Maxi - klar inderfolie	Mini - beige inderfolie	Standard - beige inderfolie	Maxi - beige inderfolie
Opklipbar 12-40mm	839576	839530	839562	839573	839563	839552
20 mm	-	839531	-	-	839564	839553
22.5 mm	-	839532	-	-	839565	839554
25 mm	-	839533	-	-	839566	839555
27.5 mm	-	839534	-	-	839567	839556
30 mm	-	839535	-	-	839568	839557
32.5 mm	-	839536	-	-	839569	839558
35 mm	-	839537	-	-	839570	839559
37.5 mm	-	839538	-	-	839571	839560
40 mm	-	839539	-	-	839572	839561
Opklipbar 15-60mm	-	839574	-	-	-	-

PELICAN MINI CAPS

Æske med 30 stk.

Størrelser	Varenumre
Mini Cap opklipbar 10-40mm	839580
Mini Cap PLUS opklipbar 10-55mm	839581

