

Produktdatablad

Eakin Pelican 1-dels urostomiposer

1. Virksomhedsdata

1.1. Producent:

N.T.G. EAKIN LTD
A15 Ballystockart Road, Comber
L3 County Down, BT23 5QY, Northern Ireland
W www.eakin.eu

1.2. Forhandler:

Navn: Focuscare Denmark Aps
Adresse: Østervangsvej 21, 8900 Randers
Tlf. nr.: +45 49 26 13 99
Fax nr.: +45 49 21 02 57
E-mail: info@focuscare.dk
Website: www.focuscare.dk

1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO3485-2016
ISO14001

Forhandler: Internt kvalitetssystem opfylder krav DKMA/GDP/MDR

2. Produktet

2.1 Handelsr Eakin Pelican 1-dels urostomipose flad og blød konveks

2.2. Sortimentoversigt: ja

Se "Sortiment" (hvis Excel-fil)

"klik her" (hvis web-baseret)

https://www.focuscare.dk/wp-content/uploads/2021/12/Minikatalog_Final_-NOV-2021-DK.pdf

2.3. Yderligere oplysninger om produktet

Se "Ydl. oplysninger" (hvis Excel-fil)

"klik her" (hvis web-baseret)

3. Produktets bestanddele

(Ved sterile produkter **inklusive** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap: Papir: Glas:

Metal: Latex: Bomuld:
Økologisk:

Andet: Flad klæber: Tørt tack; pectin & gelatine. Vådt tack : Polyisobutylen(PIB)0
Konveks klæber: Polyisobutylen (PIB); Carboxymethylcellulose (CMC); Pectin
Now-woven betræk bagside på flad plade:PVDC. Skumbagside på konveks plade:Polyetylen, Film:EVA PVDC

3.2. Plast: Dækfolie:Polyethylene Terephthalate / LDPE

Udløbsstuds: Evopren

Plast-typer: _____ PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører: _____ % af PVC: _____

3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: Typer: _____

Klorbleget materiale: Genbrugsmaterialer:

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? :

Angiv stoffer:

4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap:

Papir:

Glas:

Metal:

Latex:

Bomuld:

Økologisk:

Andet: Nej

4.2. Plast:

Plast-typer: _____

PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører: _____

% af PVC: _____

4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal:

Typer: _____

Klorbleget mat

Genbrugsmaterialer: ja for IFU, ellers nej

Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer: _____

5. CE-mærkning

5.1. CE-mærket Nej:

Ja:

Klasse: 1

6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? Ja: Nej:

6.2. Er produktet miljømærket Nej: Ja: Mærke: _____

6.3. Miljøstyringssystemer (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

ISO14001 _____

Forhandler: Internt kvalitetssystem opfylder krav DKMA/GDP/MDR

7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger) Opbevares tørt mellem 10-30 grader Celsius _____

9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend.
Produkt	X			
Enkeltemballage			X	X
Indereballage			X	X
Transportemballage			X	X

Eakin Pelican 1-dels urostomi

Sortimentsoversigt

Producent varenr.	Forhandler varenr.	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse	Størrelse	Forpakkings enhed	Steril
			Flade			
839615	EA839615	15065663004729	Eakin Pelican urostomi, Mini, klar inderfolie	opkl 15-65mm	30	Nej
839603	EA839603	15065663004606	Eakin Pelican urostomi, Standard, klar inderfolie	opkl 15-65mm	30	Nej
839604	EA839604	15065663004613	Eakin Pelican urostomi, Standard, klar inderfolie	20mm	30	Nej
839605	EA839605	15065663004620	Eakin Pelican urostomi, Standard, klar inderfolie	25mm	30	Nej
839606	EA839606	15065663004637	Eakin Pelican urostomi, Standard, klar inderfolie	27.5mm	30	Nej
839607	EA839607	15065663004644	Eakin Pelican urostomi, Standard, klar inderfolie	30mm	30	Nej
839608	EA839608	15065663004651	Eakin Pelican urostomi, Standard, klar inderfolie	32.5mm	30	Nej
839609	EA839609	15065663004668	Eakin Pelican urostomi, Standard, klar inderfolie	35mm	30	Nej
839610	EA839610	15065663004675	Eakin Pelican urostomi, Standard, klar inderfolie	37.5mm	30	Nej
839611	EA839611	15065663004682	Eakin Pelican urostomi, Standard, klar inderfolie	40mm	30	Nej
839612	EA839612	15065663004699	Eakin Pelican urostomi, Standard, klar inderfolie	45mm	30	Nej
839602	EA839602	15065663004590	Eakin Pelican urostomi, Maxi, klar inderfolie	opkl 15-65mm	30	Nej
			Konvekse			
839551	EA839551	15017710001410	Eakin Pelican Convex urostomi, Mini, klar inderfolie	opkl 12-40mm	10	Nej
839540	EA839540	15065663004477	Eakin Pelican Convex urostomi, Standard, klar inderfolie	opkl 12-40mm	10	Nej
839541	EA839541	15065663004514	Eakin Pelican Convex urostomi, Standard, klar inderfolie	20mm	10	Nej
839542	EA839542	15017710001366	Eakin Pelican Convex urostomi, Standard, klar inderfolie	22.5mm	10	Nej
839543	EA839543	15065663004521	Eakin Pelican Convex urostomi, Standard, klar inderfolie	25mm	10	Nej
839544	EA839544	15065663004538	Eakin Pelican Convex urostomi, Standard, klar inderfolie	27.5mm	10	Nej
839545	EA839545	15065663004545	Eakin Pelican Convex urostomi, Standard, klar inderfolie	30mm	10	Nej
839546	EA839546	15017710001373	Eakin Pelican Convex urostomi, Standard, klar inderfolie	32.5mm	10	Nej
839547	EA839547	15065663004552	Eakin Pelican Convex urostomi, Standard, klar inderfolie	35mm	10	Nej
839548	EA839548	15017710001380	Eakin Pelican Convex urostomi, Standard, klar inderfolie	37.5mm	10	Nej

839549	EA839549	15017710001397	Eakin Pelican Convex urostomi, Standard, klar inderfolie	40mm	10	Nej
839575	EA839575	15017710001908	Eakin Pelican Convex urostomi, Standard, klar inderfolie	opkl 15-60mm	10	Nej
839550	EA839550	15017710001403	Eakin Pelican Convex urostomi, Maxi, klar inderfolie	opkl 12-40mm	10	Nej