

Information om egnede natposer til Pelican urostomiposer

Det er vores erfaring, at de bedst egnede natposer er dem med tynd studs, der findes på markedet og som kan forbindes direkte i udløbet på Pelican urostomiposer.

Din forhandler har egnede natposer til Pelican urostomiposer.

Find din forhandler nedenfor og se bestillingsnummer for egnet natpose :

- ✓ Abena A/S : Unomedical A 3 pose (Varenr. 200673) (2000 ml, krydsaftapning, 110 cm slange, LILLE STUDS)
- ✓ MediQ Danmark A/S : Curion Natpose (Varenr. 01-23-111) (2000 ml, krydsaftapning, 110 cm slange, LILLE STUDS)
- ✓ OneMed A/S : Qufora natpose (Varenr. 201631) (2000 ml, krydsaftapning, 110 cm slange, LILLE STUDS)
- ✓ Kirstine Hardam A/S : Qufora natpose (Varenr. 201629) (2000 ml, krydsaftapning, 110 cm slange, LILLE STUDS)

Qufora ben pose med krydsaftapn. – (Varenr. 201606) og Qufora med 90 cm slange (Varenr. 201628) LILLE STUDS

A4 natposer med meget tyk studs, der findes på markedet, er ikke bedst egnede. F.ex. Unomedical A4 poser som man mange gange har tilgængelige på hospitalerne.

Focuscare Denmark ApS.(2013)

Focuscare



Focuscare Denmark ApS.
Østervangsvej 21
DK-8900 Randers
Telefon: +45 49 26 13 99
Fax: +45 49 21 02 57
Email: info@focuscare.dk
www.focuscare.dk

PELICAN
Pouches